

Проверка качества электрических контактов
при помощи измерений низких сопротивлений!



10 A Микроомметр

МНОЖЕСТВО ИЗМЕРЕНИЙ

- тестирование проводимости цепей заземления
- тестирование состояния поверхности и металлизации
- тестирование качества контактов (выключатели, реле)
- тестирование сопротивления катушек кабеля
- тестирование трансформаторов и моторов

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА МЕХАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

- Широкий диапазон измерений: от 1 мкОм до 2,500 &
- Точность измерений гарантируется:
 - 4-проводным методом измерений (сопротивление проводов исключается из результата)
 - автоматическая компенсация паразитных напряжений (метод эквивалента с инверсией тока)
- 3 режима измерений в зависимости от природы измеряемого сопротивления (индуктивный, неиндуктивный и автоматический неиндуктивный режим)
- Вычисление температурной компенсации в соответствии с выбранным металлом
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой

ИЗМЕРЕНИЯ

3 режима измерений в зависимости от природы измеряемого сопротивления



ИНДУКТИВНЫЙ РЕЖИМ

тестирование индуктивных компонентов (трансформаторов, моторов и др.)



НЕ-ИНДУКТИВНЫЙ РЕЖИМ AUTO АВТОМАТИЧЕСКИЙ

для тестирования сопротивлений с константой времени в несколько мс (металлизация, контакты и др.)

НЕ-ИНДУКТИВНЫЙ РЕЖИМ

Тестирование сопротивлений без константы (постоянной) времени

Предназначены для измерений в полевых условиях, на производстве, в лаборатории...

ФУНКЦИИ

Температурная компенсация



Результаты измерения компонентов с малым сопротивлением сильно зависят от температуры компонента. Режим температурной компенсации

при измерении сопротивления при окружающей температуре позволяет рассчитать, каким будет сопротивление при эталонной температуре, и сравнить полученные значения. Прибор выполняет это вычисление автоматически: Вы просто нажимаете клавишу.

(Датчик Pt100 на лицевой панели прибора)

Программируемый сигнал тревоги



При необходимости программирования звукового сигнала необходимо оценить, насколько высокий и/или низкий порог звукового сигнала должен быть активирован. При активизации звукового сигнала, его уровень может быть откорректирован.

Extended memory



Оперативная память микроомметра С.А 6250 позволяет сохранить в памяти 1,500 измерений. Сохранение результатов измерений в ППЗУ происходит при помощи 2-х показателей OBJ (объект) и TEST (тест).

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Большой ЖК-дисплей с подсветкой



Широкий интервал измерений, с 7 диапазонами, выбираемых вручную при помощи переключателя режимов

Диапазон	Разрешение	Точность	Измерительный ток
5.0000	0,1 мкОм	0,05 % +1,0 мкОм	10 А
25.000	1 мОм	0,05 % +3 мкОм	10 А
250.00	10 мОм	0,05 % + 30 мкОм	10 А
2500.0	0,1 мОм	0,05 % +0,3 мОм	1 А
25.000	1 мОм	0,05 % +3 мОм	100 мА
250.00	10 мОм	0,05 % + 30 мОм	10 мА
2 500.0	100 мОм	0,05 % + 300 мОм	1 мА

s Источник питания: перезаряжаемый аккумулятор NiMH

s Электробезопасность: в соответствии со стандартом EN 61010-1 (Ed. 2001)

s 50 V CAT. III

s Степень защиты - IP 64 :

(закрытый корпус) / 53 (открытый корпус)

s Габаритные размеры : 270 x 250 x 180 мм

s Вес : 4 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



С.А 6250
код P01.1432.01
10 А Микроомметр

Комплект поставки:
-Сумка для переноски
-Сетевой шнур питания
-Провода с крокодилами Кельвина (3м каждый)
- Инструкция на русском языке
- Прибор внесен в ГосРегистр РФ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

s пара зажимов на ток 10 А с проводами 2 м P01.1017.82

s Пара минизажимов Кельвина с проводами 2 м P01.1017.83

s Датчик Pt100 для измерения температуры P01.1020.13

s провод 2 м для датчика температуры Pt100 P01.1020.14

s принтер с последовательным интерфейсом P01.1029.03 и кабель RS232

s шнур питания для евровозетки P01.2952.53

FRANCE
Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Тел : (33) 1 44 85 44 86
Fax : (33) 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr

РОССИЯ
компания МЕГАТЕСТЕР
Б.Зеленина, 23.
Санкт-Петербург
Тел +7 812 969 83 63
Факс +7 812 431 1794
mt@megatester.ru
www.megatester.ru

CHAUVIN ARNOUX